




PRO REHA Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań
tel.: 061 663 03 15, fax: 061 661 67 05
www.proreha.com.pl
proreha@proreha.com.pl

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084561
Kapitał Zakładowy w wysokości 50 000,00 zł



Wymiary:

A	502.5mm
B	610mm
C	370mm
D	470mm
E	110mm
F	38mm

Specyfikacja:

Moc silnika	0.25 kW
Prędkość podróży	22 rpm
Metoda napędu	zębata
Moment obrotowy	108 Nm
Bateria	24 v DC (battery)
Maksymalne obciążenie	294 lbs (350 lbs available)
Rama	Aluminiowa
Główne zasilanie	230v, 50Hz